

Víceúčelový dezinfekční roztok OPTI-FREE® RepleniSH™

Prosím přečtěte si pozorně příbalovou informaci a uložte pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Víceúčelový dezinfekční roztok OPTI-FREE® RepleniSH™

Zvyšuje pohodlnost nošení
a regeneruje povrch čočky pro udržení vlhkosti

Bez mnutí

Čistí, regeneruje, oplachuje, dezinfikuje, uchovává

Pro silikon-hydrogelové a měkké kontaktní čočky

POPIS:

Víceúčelový dezinfekční roztok OPTI-FREE® RepleniSH™ je sterilní pufrovaný izotonický vodný roztok, obsahující citronan sodný, chlorid sodný, boritan sodný, propylenglykol, patentovaný systém regenerace TEARGLYDE® s dvojitým účinkem (TETRONIC® 1304†, kyselina nonanoyl-ethylendiaminotrioctová) s konzervačními látkami POLYQUAD® (polyquaternium-1) 0,001% a ALDOX® (myristamidopropyl-dimethylamin) 0,0005%.

†TETRONIC® je registrovaná ochranná známka BASF.

ÚČINKY:

Při používání dle návodu **víceúčelový dezinfekční roztok OPTI-FREE® RepleniSH™**:

- Čistí Vaše čočky tím, že z nich při dezinfekci a uchovávání uvolní a odstraní nashromážděné bílkoviny, usazeniny a další látky.
- Ničí škodlivé mikroorganismy (bakterie) na povrchu čoček.
- Používá se pro opláchnutí a uchovávání Vašich silikon-hydrogelových a měkkých (hydrofilních) kontaktních čoček.
- Jeho složení slouží k dezinfekci a uchovávání čoček v pouzdře po dobu až 30 dnů po dezinfekci.

Je-li **víceúčelový dezinfekční roztok OPTI-FREE® RepleniSH™** používán denně, není potřeba žádný další enzymatický čisticí přípravek.

Při používání **víceúčelového dezinfekčního roztoku OPTI-FREE® RepleniSH™** není třeba používat fyziologický roztok.

INDIKACE (použití)

Pro použití při denním čištění, regeneraci, oplachování, odstraňování bílkovinných usazenin, chemické (nikoliv tepelné) dezinfekci a uchovávání silikon-hydrogelových a měkkých (hydrofilních) kontaktních čoček dle doporučení Vašeho očního specialisty.

VÝHODY PRO UŽIVATELE ČOČEK, PLYNOUCÍ Z POHODLÍ A ZVLHČENÍ

OPTI-FREE RepleniSH MPDS

Při uložení čoček v pouzdře na čočky regeneruje **víceúčelový dezinfekční roztok OPTI-FREE® RepleniSH™** každodenně povrch čočky tím, že se na povrch adsorbuje patentovaný smáčecí systém, který umožňuje, že se na povrchu čočky po celý den udrží tenká vlhká vrstva přirozených slz. To umožní vznik nepřerušovaného ochranného štítu vlhkosti mezi čočkou a okem, poskytující po celý den příjemné pocity v důsledku udržení čoček ve vlhkém stavu. Tento štít vlhkosti na povrchu čočky napomáhá u mnoha pacientů udržet oči bílé (bez zarudnutí).

Zvyšuje pohodlí pro uživatele kontaktních čoček z nejběžnějších měkkých materiálů, kteří mají jinak při nošení nepříjemné pocity.

Regeneruje čočky s cílem udržet na jejich povrchu vlhkost, což umožňuje mnoha pacientům na konci dne jasnější vidění.

KONTRAINDIKACE (důvody, proč přípravek nepoužívat):

Lidé s alergií na jakoukoliv složku **víceúčelového dezinfekčního roztoku OPTI-FREE® RepleniSH™** by tento přípravek neměli používat.

VŠEOBECNÉ POKYNY:

- Před použitím sejměte ochrannou folii, umístěnou kolem hrdla lahvičky.
- Před manipulací s čočkami si vždy umyjte a opláchněte ruce.
- Čočky při každém vyjmutí očistěte, zregenerujte, opláchněte a vydezinfikujte.
- Vždy nejdříve manipulujte se stejnou čočkou, pravou nebo levou, abyste předešli záměně.
- Po použití pouzdro vyprázdněte, vypláchněte čerstvým **víceúčelovým dezinfekčním roztokem OPTI-FREE® RepleniSH™** a nechte vyschnout na suchém vzduchu .

POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ, REGENERACI, DEZINFEKCI A ODSTRANĚNÍ BÍLKOVIN:

- Každou stranu čočky důkladně opláchněte (po dobu 5 sekund) **víceúčelovým dezinfekčním roztokem OPTI-FREE® RepleniSH™**.
- Naplňte pouzdro na čočky ALCON® čerstvým **víceúčelovým dezinfekčním roztokem OPTI-FREE® RepleniSH™**. Nechte čočky v uzavřeném pouzdře přes noc, nejméně však 6 hodin. Po této době jsou čočky připraveny k použití.

Zůstanou-li na kontaktních čočkách nějaké mechanické částice, opláchněte je před nasazením **víceúčelovým dezinfekčním roztokem OPTI-FREE® RepleniSH™**. Čočky můžete ponechat v uzavřeném pouzdře na čočky s **víceúčelovým dezinfekčním roztokem OPTI-FREE® RepleniSH™** až 30 dnů. Po této době se musí Vaše čočky každých 30 dnů a před nošením očistit a vydezinfikovat pomocí **víceúčelového dezinfekčního roztoku OPTI-FREE® RepleniSH™**.


Vaše oči jsou specifické. Váš oční specialista Vám může na základě složení Vašich slz a harmonogramu nošení čoček doporučit ještě další přípravky nebo procedury určené k péči o čočky. Pokyny očního specialisty vždy dodržujte. Pokyny pro péči o čočky neměňte bez porady s očním specialistou.

Doporučí-li Vám oční specialista mnutí čoček, nakápněte na čočku několik kapek roztoku a několik sekund ji mněte. Poté postupujte podle výše uvedených pokynů.

VAROVÁNÍ:

Je velmi důležité, abyste dodržovali pokyny očního specialisty a veškeré pokyny v příbalové informaci, jež se týkají správného používání a řádné péče o Vaše čočky a přípravků pro péči o čočky, včetně pouzdra na čočky. Pokud máte při nošení přetrvávající nepříjemné pocity, dochází-li k nadměrnému slzení, změnám vidění nebo se objeví zarudnutí oka, OKAMŽITĚ čočky vyjměte a poraďte se se svým očním specialistou, protože daný problém by se mohl zhoršit.

UPOZORNĚNÍ:

- **Víceúčelový dezinfekční roztok OPTI-FREE® RepleniSH™** používejte vždy čerstvý. Roztok v pouzdře pro uložení čoček nepoužívejte nikdy opakovaně.
- Aby se zabránilo kontaminaci, nedotýkejte se ničím ústí kapací láhve.
- Po použití nasadte zpět uzávěr.
- Uchovávejte při pokojové teplotě. Uchovávejte ve vzpřímené poloze.
- Pokud roztok nepoužíváte, nechte láhev vždy dobře uzavřenou.
- Používejte pouze do doby použitelnosti, vyznačené na přípravku. 
- Šest měsíců po prvním otevření veškerý zbylý roztok zlikvidujte.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte spolu s tepelnou dezinfekcí.

BALENÍ

Víceúčelový dezinfekční roztok OPTI-FREE® RepleniSH™, který je sterilizován filtrací, se dodává v umělohmotných láhvích ve velikosti od 60 ml do 300 ml.

STERILE	A
---------	---

Pouzdro na čočky ALCON®

DISTRIBUTOR:

Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o.
Vinohradská 151
13000 Praha 3

VÝROBCE:

Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas, USA 76134-2099

ZPLNOMOCNĚNÝ ZÁSTUPCE V EU:

Alcon Laboratories (U.K.) Ltd.
Boundary Way
Hemel Hempstead
Hertfordshire
HP2 7UD Velká Británie

Patenty USA č. 5,393,491; 5,573,726; 5,631,005; 6,143,799; 6,365,636; 6,503,497 a 6,995,123

 **0123** © 2008 Alcon, Inc.

OPTI-FREE Replenish MPDS